

**Описание функциональных характеристик
программного обеспечения
Транспондер Entercam 10290**

Встроенное программное обеспечение (далее - ПО) интегрировано в транспондер и поставляется потребителю вместе с устройством. Установка программного обеспечения производится только на заводе изготовителе без участия потребителя.

Эксплуатация встроенного программного обеспечения без устройства невозможна.

ПО в рабочем режиме передает данные, необходимые для пополнения числа тестов в анализаторе измерения скорости оседания эритроцитов на указанное число. Обеспечивает однократную работу транспондера ENTERCAM 10290 - после переноса числа тестов в анализатор повторное использование транспондера должно быть заблокировано.

ПО не должно вызывать ошибок и сбоев в работе анализатора измерения скорости оседания эритроцитов.